

## CLEARANCE DE CREATININA

LABORATORIO CLINICO Y UMT

- Tipo de muestra: orina y sangre venosa
- Numero de muestras: 1 muestra orina (domicilio) y 1 muestra de sangre venosa (laboratorio)
- Requisitos:
  - En la orden se debe consignar el **peso y la estatura del paciente.**
- Instrucciones:
  - Usted debe reunir **toda la orina emitida** durante 24 horas.
  - El día previo al examen, a las 7 a.m. debe vaciar la vejiga orinando en el baño.
  - De ahí en adelante, debe juntar **toda** la orina de cada micción en un envase grande, durante 24 horas hasta las 7am de la mañana siguiente.
  - **No eliminar ninguna orina emitida durante el día de recolección** (7am a 7am del día siguiente).
  - Le solicitamos no mezclar la orina con papel higiénico, deposiciones o flujo menstrual.
  - En caso de menstruación NO se debe realizar el exámen.
  - Durante la recolección si el paciente necesita evacuar debe orinar primero.
  - Luego de entregadas las muestras recolectadas de orina, pasar a Sala de Toma de Muestra para obtener una muestra de sangre venosa.
- Importante:
  - Identificar el frasco con nombre, apellidos y Rut.
- Traslado de muestra
  - **Toda la orina recolectada durante las 24 hrs** debe guardarse refrigerada y llevarla antes de 2 horas al laboratorio.

SU RESULTADO PUEDE SER RETIRADO LUEGO DE 1 DÍA DE ENTREGADA LA MUESTRA.